

Ausstellungsdatum 2003-02-20

Druckdatum: 2006-06-30

Seite 1 von 2

n.a. = nicht anwendbar, n.v. = nicht vorhanden

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung**1.1 Angaben zum Produkt**Handelsname **Speedex Universal Activator** (Katalysator)**1.2 Hersteller/Lieferanten**Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
CH-9450 Altstätten
Schweiz

Tel.: ++ 41 71 757 53 00

Fax: ++ 41 71 757 53 01

1.3 Notfalltelefon des Herstellers/Lieferanten**2. Zusammensetzung und Angaben zu Bestandteilen****2.1 Chemische Charakterisierung**

Dentales Abformmaterial

Gefährliche Inhaltsstoffe

Dialkylzinndicarboxylat

5 % MAK: 0.1 mg (Sn)/m³

Alkylsilikate

22 % MAK: 1 ppm

3. Mögliche GefahrenBei sachgemässer Anwendung sind keine bekannt.
Kann beim Verschlucken zu Reizungen führen.**4. Erste-Hilfe-Massnahmen**

Allgemeine Informationen:

–

nach Einatmen:

–

nach Hautkontakt:

mit Seife und Wasser waschen.

nach Augenkontakt:

mit viel Wasser waschen. Bei bestehenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.

nach Verschlucken:

Arzt aufsuchen.

5. Massnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel:

Pulverlöscher, CO₂-Löscher, Sand, Wasser

Ungeeignete Löschmittel:

–

Besondere Schutzausrüstung:

–

6. Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Persönliche Schutzmassnahmen:

Keine speziellen Massnahmen notwendig.

Umweltschutzmassnahmen:

Die lokalen Umweltschutzvorschriften sind zu beachten.

Verfahren zur Reinigung:

Mit einem Lappen aufnehmen.

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung:

Die Gebrauchsanweisung ist zu befolgen. Das Produkt darf nur von Zahnärzten oder zahntechnischen Labors oder in deren Auftrag angewendet werden.

Lagerung:

Lagerung bei 15- 23 °C an einem trockenen Ort, Feuchtigkeit kann den Katalysator zerstören.

8. Expositionsbegrenzungen und persönliche Schutzausrüstung

Generell: Während der Arbeit soll nicht gegessen, getrunken oder geraucht werden.

Ein Kontakt mit der Haut und den Augen sollte vermieden werden.

Handschuhe sollen getragen werden.

Eine Schutzbrille gibt volle Sicherheit.

Handelsname **Speedex Universal Activator** (Katalysator)

Hersteller/Lieferant Coltène/Whaledent AG, CH-9450 Altstätten, Schweiz

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Erscheinungsbild

9.1.1 Form Paste

9.1.2 Farbe grün

9.1.3 Geruch –

9.2 Sicherheitsrelevante Daten

Siedepunkt/Siedebereich (°C) > 150°C

Flammpunkt (°C) n.a.

pH-Wert, unverdünnt n.a.

Zündtemperatur n.a.

Explosionsgefahr n.a.

Explosionsgrenze (Vol%), untere n.a. obere n.a.

9.3 Sonstige Angaben

Dichte g/ml 1.1 g/l

Löslichkeit unlöslich in Wasser, löslich in Ethylmethylketon

Dampfdruck n.a.

Viskosität niederviskos

10. Stabilität und Reaktivität

Wenn das Produkt nach den Angaben des Herstellers gelagert und benutzt wird, ist nicht mit gefährlichen Reaktionen zu rechnen. Feuchtigkeit zerstört den Katalysator.

11. Angaben zur Toxikologie

LD 50 > 2000 mg /kg (Ratte)

Irritations- und Sensibilisierungstests zeigten keine Reaktionen.

12. Angaben zur Ökologie

Keine Daten bekannt

13. Hinweise zur Entsorgung

Nach den örtlichen Gesetzen. Kleine Mengen können mit dem Hausmüll entsorgt werden.

14. Transportvorschriften**15. Vorschriften**

kein Gefahrgut nach der Chemikaliengesetzgebung.

16. Sonstige Angaben

Die obengenannten Informationen stellen unseren augenblicklichen Kenntnisstand dar. Sie entheben den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht im Umgang mit dem Produkt.