



1. Stoff- / Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Handelsname: Soothe

Anwendung / Einsatz: Zur Desensibilisierung von empfindlichen Zähnen.

Hersteller / Lieferant

SDI Limited
3-13 Brunson Street, Bayswater
Victoria, 3153, Australien

Telefon:

+61 3 8727 7111 (Geschäftszeiten)

Southern Dental Industries Ltd
Block 8, St Johns Court
Swords Road
Santry, Dublin 9, Irland

Telefon:

+353 1 886 9577 (Geschäftszeiten)

Notfallauskunft: +61 3 8727 7111

SDI Inc.
729 N.Route 83, Suite 315
Bensenville 60106 IL, USA

Telefon:

630 238 8300 (Geschäftszeiten)

SDI Brasil Indústria e Comércio Ltda
Rua Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 612
Pinheiros, São Paulo, 05415-020
Brasilien

Telefon:

+55 11 3092 7100 (Geschäftszeiten)

2. Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen

<u>Zusammensetzung:</u>	<u>CAS-Nr.</u>	<u>Gew. %</u>
Ausgl. Zusatzstoff (ungefährlich)		100,0

3. Gefahrenbezeichnung

Dieses Produkt stellt im Allgemeinen kein Gesundheitsrisiko dar.

Risikosätze: Keine erwartet.

Sicherheitssätze – **25** Berührung mit den Augen vermeiden.

26/28 Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort mit Wasser und Seife abwaschen.

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser 15 Minuten lang spülen. Einen Arzt aufsuchen.

Nach Hautkontakt: Haut mit viel Wasser waschen.

Nach Verschlucken: Bei großen Mengen einen Arzt aufsuchen.



5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittel: Wasserspray, Trockenlöschmittel, Kohlendioxid, Proteinschaum.

Außergewöhnliche Brand- und Explosionsgefahren: Hitze kann reizende Dämpfe freisetzen, z.B. CO₂.

Besondere Schutzausrüstung: Zugelassenes Atemschutzgerät und Schutzkleidung tragen.
Behälter mit Spray kühlen.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: Nicht in die Augen gelangen lassen.

Umweltbezogene Schutzvorkehrungen: Biologisch abbaubar.

Verfahren zur Reinigung: Mit einem feuchten Tuch aufwischen.

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung

Behälter versiegelt und vor Hitze und Licht geschützt lagern.

Lagerung

Lagerung durch den Endbenutzer (Zahnarztpraxis) sollte in kühler Umgebung bei Temperaturen zwischen 10 °C und 25 °C (50-77 °F), vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt erfolgen.

Vertrieb

Zur Auslieferung an unsere Kunden kann dieses Produkt ungekühlt bei 15 bis 25 °C transportiert werden. Dieses Produkt kann kurzzeitig (2 bis 3 Tage) auch Temperaturen von bis zu 40 °C standhalten sowie zwischenzeitlichen Spitzen von bis zu 50 °C.

8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung

Atemschutz: Nicht zutreffend.

Handschutz: Handschuhe aus Gummi oder PVC.

Augenschutz: Schutzbrille oder Gesichtsschutz.

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen: Bei der Handhabung dieses Materials berufssübliche Praktiken und Hygienemaßnahmen einhalten.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Beschaffenheit: Klares Gel

Geruch: Grüne Minze

Siedepunkt: Nicht anwendbar

Schmelzpunkt: Nicht anwendbar

Spezifische Dichte: 1,0

pH: 7,0



9. Physikalische und chemische Eigenschaften (Fortsetzung)

Flammpunkt:	Nicht anwendbar
Entzündlichkeit:	Nicht entzündlich
Selbstentzündung:	Keine Selbstentzündung
Explosive Eigenschaften:	Stellt keine Explosionsgefahr dar
Oxidierende Eigenschaften:	Kein Oxidationsmittel
Dampfdruck (bei 20°C):	Nicht bestimmt
Löslichkeit:	Löslich in Wasser

10. Stabilität und Reaktivität

Stabilität:	Unter normalen Bedingungen stabil.
Zu vermeidende Bedingungen:	Brennbare Stoffe und offene Flammen.
Unverträgliche Materialien:	Metalle, starke Basen und organische Lösungsmittel.
Gefährliche Zersetzungsprodukte:	Unter normalen Bedingungen keine.
Gefährliche Reaktion (Polymerisation):	Findet nicht statt.

11. Toxikologische Angaben

Akute Toxizität:	Keine Schäden zu erwarten. Kann die Haut, die Augen sowie die Schleimhäute reizen.
Nach Augenkontakt:	Kann zu Reizungen führen
Nach Hautkontakt:	Es werden keine Reizungen erwartet
Nach Verschlucken:	Kleine Mengen stellen kein Gesundheitsrisiko dar
Nach Einatmen:	Nicht anwendbar

12. Umweltbezogene Angaben

Selbsteinschätzung:	Nicht gefährlich. Dieses Produkt nicht in größeren Mengen in Gewässer oder Abwasser gelangen lassen.
---------------------	--

13. Hinweise zur Entsorgung

Muss unter Beachtung der jeweiligen nationalen und regionalen Vorschriften entsorgt werden.

14. Angaben zum Transport

Dieses Produkt wird als nicht gefährlich für den Transport eingestuft.



15. Rechtsvorschriften

Dieses Produkt fällt unter die folgenden Richtlinien:

TGA
Richtlinie 93/42/EWG über Medizinprodukte
Nationale Richtlinien

16. Sonstige Angaben

Die hier aufgeführten Informationen sind nach bestem Wissen und Gewissen erstellt worden. Es wird aber weder ausdrücklich noch implizit eine Garantie gegeben.

Erstellt durch: SDI Limited

3-13 Brunsdon Street, Bayswater
Victoria, 3153, Australien

Telefon:

+61 3 8727 7111

Erstellende Abteilung: Forschung und Entwicklung

Kontakt: Operations Director
