

Sicherheitsdatenblatt

gemäß (EG) 1907/2006

(geändert durch Verordnung (EU) Nr. 453/2010)

Überarbeitet am: 22.01.2016

Dentalwachse



Druckdatum: 19. Mai 2016

Seite 1 von 6

1. Stoff- / Zubereitungs- und Firmenbezeichnung:

- 1.1 Angaben zum Produkt
Handelsname: Wachsprofil, Wachstdraht, Perawax, Perawax NEM, TEK-1 WAX, Deiberit
- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird: Nur im dentalen Bereich zu verwenden
- 1.3 Angaben zum Hersteller / Lieferanten
Hersteller / Lieferant: SILADENT Dr. Böhme & Schöps GmbH
Straße / Postfach: Im Klei 26
Nat.-Kennz. / PLZ / Ort: DE - 38644 Goslar
Telefon: 0 53 21 / 37 79 - 0
Fax: 0 53 21 / 38 96 32
info@siladent.de oder www.siladent.de
- Auskunftgebender Bereich: SILADENT Dr. Böhme & Schöps GmbH
- 1.4 Notrufnummer
SILADENT Dr. Böhme & Schöps GmbH: +49 (0) 53 21 / 37 79 - 0 (Mo-Fr 8:00-16:00)

2. Mögliche Gefahren:

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, Anhang VII (Stoffe): Dieser Stoff erfüllt nicht die Kriterien für eine Einstufung gem. Verordnung Nr. 1272/2008.
Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG (Stoffe oder Gemische): Dieser Stoff erfüllt nicht die Kriterien für eine Einstufung gem. Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG
KEIN GEFÄHRLICHER STOFF NACH GHS.
- 2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnungselemente nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (Stoffe) / Richtlinie 1999/45/EG (Gemische)
Piktogramm / Gefahrensymbol: nicht erforderlich
Signalwort / Gefahrenbezeichnung: nicht erforderlich
Gefahrenbestimmende Komponenten für die Etikettierung enthält: Keine
Gefahrenhinweise / R-Sätze: Keine
Sicherheitshinweise / S-Sätze:
S15: Vor Hitze schützen
S24: Berührung mit der Haut vermeiden, wenn das Wachs heiß ist
S43: Zum Löschen KEIN Wasser verwenden.
S47: Nicht bei Temperaturen über 30 °C aufbewahren.
Kennzeichnungselemente nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (Stoffe)
H-Sätze: keine
P-Sätze: P210: Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.
P262: In flüssigem Zustand nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen
P370+ P378: Bei Brand: Schaum, Trockenlöschmittel, Kohlendioxid, Wasserdampf zum Löschen verwenden.
P378: Löschen verwenden.
Weitere Kennzeichnungselemente: keine
- 2.3 Sonstige Gefahren: Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:
PBT nicht anwendbar
vPvB nicht anwendbar

3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen:

- 3.1 Stoffe:
Hauptbestandteil des Stoffs
Stoffname: Paraffinwachs
Index-Nr.: entfällt
EG-Nr.: 232-315-6
CAS-Nr.: 8002-74-2

Sicherheitsdatenblatt

gemäß (EG) 1907/2006

(geändert durch Verordnung (EU) Nr. 453/2010)

Überarbeitet am: 22.01.2016

Dentalwachse



Druckdatum: 19. Mai 2016

Seite 2 von 6

Verunreinigungen, stabilisierende Zusatzstoffe und einzelne Bestandteile

Stoffname:

Index-Nr.:

EG-Nr.:

CAS-Nr.:

3.2 Gemische

(- gesundheitsgefährliche oder umweltgefährliche Stoffe,

- Stoffe mit vorgeschriebenen EU-Grenzwerten für die Exposition am Arbeitsplatz,

- Stoffe, die gemäß den Kriterien des Anhangs XIII der REACH-VO persistent, bioakkumulierbar und toxisch beziehungsweise sehr persistent und sehr bioakkumulierbar sind,

- Stoffe, die aus anderen Gründen als den in Artikel 31 Abs. 1 Buchstabe a der REACH-VO aufgeführten Gefahren in die gemäß Artikel 59 Absatz 1 der REACH-VO erstellte Liste (Kandidatenliste) aufgenommen wurden)

keine

Stoffname:

EG-Nr.: CAS-Nr. : Index-Nr.: REACH-Registrierungsnr.:

Anteil : %

Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG: keine

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008: keine

4. Erste - Hilfe – Maßnahmen:

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahme

Nach Einatmen:

Gereinigtes, bzw. kein Öl enthaltendes Wachs hat auch in verflüssigtem Zustand einen so geringen Dampfdruck, dass die inhalative Aufnahme toxikologisch relevanter Komponenten praktisch ausgeschlossen ist.

Nach Hautkontakt:

Kontakt mit dem geschmolzenen Produkt kann zu Verbrennungen führen. Sofort mit kaltem Wasser kühlen, evtl. Wunde steril behandeln, Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt:

Eine Aufnahme von Komponenten des Paraffingemisches über die Haut beim Umgang mit festem Wachs ist nicht zu erwarten. Gründlich mit viel Wasser spülen, Arzt aufsuchen (wenn Wachs heiß).

Nach Verschlucken:

Mund spülen – keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Wachse können als Bestandteile von Pharmaka und Lebensmitteln eingesetzt werden, so dass sich die Frage, ob nach akzidenteller Ingestion geringe Anteile aus dem Verdauungstrakt resorbiert werden, als gegenstandslos erweist.

4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen:

keine

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung:

keine

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung:

5.1 Löschmittel:

Geeignet: Schaum, Trockenlöschmittel, Kohlendioxid, Wasserdampf

Ungeeignet: Wassersprühstrahl

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren:

Im Falle eines Brandes sind Gefahr-bestimmende Rauchgase möglich: Kohlenmonoxid (CO).

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung:

Umgebungsunabhängiger Atemschutz, falls Rauchgase auftreten sollten.

5.4 Zusätzliche Hinweise: Brandklasse B:

Flüssige oder flüssig werdende Stoffe.

Sicherheitsdatenblatt

gemäß (EG) 1907/2006

(geändert durch Verordnung (EU) Nr. 453/2010)

Überarbeitet am: 22.01.2016

Dentalwachse



Druckdatum: 19. Mai 2016

Seite 3 von 6

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

- | | | |
|-----|--|---|
| 6.1 | Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstung und in Notfällen anzuwendende Verfahren: | Berührung mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. |
| 6.2 | Umweltschutzmaßnahmen: | Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. |
| 6.3 | Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung: | Erstarren lassen, mechanisch aufnehmen |
| 6.4 | Verweis auf andere Abschnitte: | Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13. |

7. Handhabung und Lagerung:

- | | | |
|-----|--|---|
| 7.1 | Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung | |
| | Maßnahmen zum Schutz vor Brand und Explosionen: | Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen. Übliche Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes. |
| | Maßnahmen zur Verhinderung von Stäuben und Aerosolen: | Staubentwicklung vermeiden – Arbeiten unter Abzug vornehmen. |
| | Maßnahmen zum Schutz der Umwelt: | Keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen. |
| | Allgemeine Hygienemaßnahmen: | Allgemein gültige Hygienemaßnahmen beachten. |
| 7.2 | Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten | |
| | Angaben zu den Lagerbedingungen | |
| | Anforderungen an Lagerräume und Behälter: | Produkt in geschlossenen Behältern lagern. |
| | Lagerklasse: | 11 – brennbare Feststoffe |
| | Weitere Angaben zu Lagerbedingungen: | Behälter geschlossen, trocken halten und kühl lagern. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. |
| | Lagerstabilität: | Bei korrekter Lagerung in Raumtemperatur unbegrenzt lagerfähig. |
| | Empfohlene Lagertemperatur: | Raumtemperatur. |
| 7.3 | Spezifische Endanwendungen: | Branchen- und Sektorspezifische Leitlinien
Zur Anwendung im dentalen Labor bestimmt. |

8. Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung

- | | | |
|-------|---|--|
| 8.1 | Zu überwachende Parameter | |
| 8.1.1 | Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz und/oder biologische Grenzwerte Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) Deutschland: | keine |
| | Stoffname: | Paraffinwachs |
| | CAS-Nr. : | 8002-74-2 |
| | Spezifizierung : | Enthält nach gültigen Listen keine Stoffe mit überwachungspflichtigen arbeitsplatzbezogenen Grenzwerten. |
| | Wert : | n.a. |
| | Spitzenbegrenzung: | n.a. |
| | Fruchtschädigend: | n.a. |
| | Überwachungsverfahren: | n.a. |
| 8.1.2 | DNEL- und PNEC- Werte: | keine |
| | Stoffname: | |
| | CAS-Nr. : | |
| | Spezifizierung: | |
| | Wert: | |
| 8.1.3 | Control-Banding (z.B. ILO, EMKG): | keine |
| | Relevante Parameter / Eingruppierung: | |
| | Relevante Schutzleitfäden: | |
| 8.2 | Begrenzung und Überwachung der Exposition: | Art und Umfang der Verwendung bestimmen die Wahl der Schutzmaßnahmen. |

Sicherheitsdatenblatt

gemäß (EG) 1907/2006

(geändert durch Verordnung (EU) Nr. 453/2010)

Überarbeitet am: 22.01.2016

Dentalwachse



Druckdatum: 19. Mai 2016

Seite 4 von 6

- | | | |
|-------|---|---|
| 8.2.1 | Geeignete technische Steuerungseinrichtungen: | Für gute Belüftung des Arbeitsraumes und/oder Absaugeinrichtung am Arbeitsplatz sorgen. |
| 8.2.2 | Individuelle Schutzmaßnahmen - persönliche Augen- / Gesichtsschutz: | Schutzausrüstung
Schutzbrille / nicht erforderlich bei bestimmungsgemäßigem Umgang. |
| | Hautschutz: | Schürze bzw. Laborkittel tragen |
| | Handschuhe: | Verwendung beständiger Schutzhandschuhe |
| | Bei Vollkontakt: | |
| | Handschuhmaterial: | Polychloropren - CR (0,5 mm), Nitrilkautschuk/Nitrillatex - NBR (0,35 mm) |
| | Schichtstärke (mm): | s.o. |
| | Durchdringungszeit: | 8 Std. |
| | Bei Spritzkontakt: | |
| | Handschuhmaterial: | |
| | Schichtstärke (mm): | |
| | Durchdringungszeit (min.): | |
| | Anderer Hautschutz: | Angemessene Berufskleidung tragen. |
| | Atemschutz: | Nicht erforderlich bei bestimmungsgemäßigem Umgang. |
| | Hitze- / Kälteschutz: | Nicht erforderlich bei bestimmungsgemäßigem Umgang. |
| 8.2.3 | Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition: | Nicht in die Kanalisation, Oberflächenwasser oder Erdreich gelangen lassen. |

9. Physikalische und chemische Eigenschaften:

- | | | |
|-----|--|--|
| 9.1 | Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften | |
| | Aussehen | |
| | Aggregatzustand: | Fest – Wachse in verschiedenen Formen und Farben |
| | Farbe: | Verschieden, je nach Produkt und Einfärbung |
| | Geruch: | Charakteristisch, je nach Typus anders |
| | Geruchsschwelle: | Keine Information verfügbar |
| | pH-Wert: | n.a. |
| | Erstarrungsbereich: | < 50°C |
| | Siedebeginn und Siedebereich: | ----- |
| | Flammpunkt: | > 130°C |
| | Verdampfungsgeschwindigkeit: | n.a. |
| | Entzündbarkeit (fest, gasförmig): | Der Stoff ist brennbar, wirkt aber nicht brandfördernd |
| | obere/untere Entzündbarkeit: | keine |
| | oder Explosionsgrenzen: | |
| | Dampfdruck: | n.a. |
| | Dampfdichte: | n.a. |
| | Dichte: | ca. 0,93 g/cm ³ |
| | Löslichkeit(en): | Nicht löslich in Wasser |
| | Verteilungskoeffizient: | n.a. |
| | n-Octanol/Wasser: | |
| | Selbstentzündungstemperatur: | n.b. |
| | Zersetzungstemperatur: | n.b. |
| | Viskosität: | n.a. |
| | explosive Eigenschaften: | keine |
| | oxidierende Eigenschaften: | keine |
| 9.2 | Sonstige Angaben | Keine weiteren Informationen verfügbar. |

10. Stabilität und Reaktivität:

- | | | |
|------|--------------------------------------|--|
| 10.1 | Reaktivität: | Keine ungewöhnliche Reaktivität bekannt. |
| 10.2 | Chemische Stabilität: | Stabil unter normalen Bedingungen. |
| 10.3 | Möglichkeit gefährlicher Reaktionen: | Keine gefährlichen Reaktionen bekannt. |
| 10.4 | Zu vermeidende Bedingungen: | Hitzeentwicklung. |
| 10.5 | Unverträgliche Materialien: | n.b. |
| 10.6 | Gefährliche Zersetzungsprodukte: | Kohlenmonoxid, Kohlendioxid |

Sicherheitsdatenblatt

gemäß (EG) 1907/2006

(geändert durch Verordnung (EU) Nr. 453/2010)

Überarbeitet am: 22.01.2016

Dentalwachse



Druckdatum: 19. Mai 2016

Seite 5 von 6

11. Toxikologische Angaben

11.1	Angaben zu toxikologischen Wirkungen Für Stoffe zu folgenden Gefahrenklassen (inkl. Kurzer Zusammenfassung vorliegender Prüfergebnisse und Angabe der Verfahren): akute Toxizität: Ätz-/Reizwirkung auf die Haut: schwere Augenschädigung/-reizung: Sensibilisierung der Atemwege: Keimzell-Mutagenität: Karzinogenität: Reproduktionstoxizität: spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition: spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition: Aspirationsgefahr: Für Gemische zu folgenden Wirkungen: akute Toxizität: Reizung: Ätzwirkung: Sensibilisierung: Toxizität bei wiederholter Verabreichung: Karzinogenität: Mutagenität: Reproduktionstoxizität Symptome und Wirkungen (verzögerte und chronische) mit Angaben der Expositionswege auch: Informationen über Toxikokinetik, Stoffwechsel und Verteilung:	Bei sachgemäßer Anwendung sind keine Gesundheitsschäden bekannt. über systemische Wirkungen sind keine Angaben verfügbar. Verbrennungsgefahr beim Umgang mit flüssigem Wachs. kann beim Umgang mit flüssigem Wachs schädigend sein. Dämpfe sehr schwach reizend keine Angaben verfügbar ein bereits 1958 realisiertes extensives Programm zur Klärung der Abwesenheit kanzerogener Eigenschaften von reinem W. hatte die Zulassung als Lebensmittelinhaltsstoff zur Folge. keine Angaben verfügbar keine keine n.a. kein Gemisch Einnahme größerer Mengen kann eine abführende Wirkung zur Folge haben.
------	---	--

12. Umweltbezogene Angaben:

12.1	Toxizität:	Keine Information verfügbar.
12.2	Persistenz und Abbaubarkeit:	Das Produkt ist hierin nicht geprüft. Hinsichtlich der Konsistenz und nicht vorhandenen Wasserlöslichkeit ist eine Bioverfügbarkeit unwahrscheinlich.
12.3	Bioakkumulationspotenzial:	Keine Information verfügbar.
12.4	Mobilität im Boden:	Keine Information verfügbar.
12.5	Ergebnis der PBT- und vPvB-Beurteilung:	PBT- und vPvB-Eigenschaften: dieser Stoff erfüllt nicht die PBT- und vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.
12.6	Andere schädliche Wirkungen:	Nicht Wasser gefährdend – es liegen keine weiteren quantitativen Daten zur Ökotoxischen Wirkung vor.

13. Hinweise zur Entsorgung:

13.1	Verfahren der Abfallbehandlung Behandlung verunreinigter Verpackungen: Abfallschlüssel gemäß Abfallverzeichnis- Verordnung (AVV): Besondere Vorsichtsmaßnahmen:	Vollständig entleerte Verpackungen können dem Recycling- Verfahren zugeleitet werden. Kein gefährlicher Abfall nach AVV. Keine
------	---	---

Sicherheitsdatenblatt

gemäß (EG) 1907/2006

(geändert durch Verordnung (EU) Nr. 453/2010)

Überarbeitet am: 22.01.2016

Dentalwachse



Druckdatum: 19. Mai 2016

Seite 6 von 6

einschlägige EU- oder sonstige Bestimmungen:

Abfallrichtlinie 2008/98/EG

14. Angaben zum Transport

14.1	UN-Nummer:	n.a.
14.2	Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung ADR/RID IMDG-Code / ICAO-TI / IATA-DGR	Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
14.3	Transportgefahrenklassen:	keine
14.4	Verpackungsgruppe:	keine
14.5	Umweltgefahren Kennzeichen umweltgefährdende Stoffe:	ADR/RID / IMDG-Code / ICAO-TI / IATA-DGR: _ ja / x nein Marine Pollutant: _ yes / x no
14.6	Massengutbeförderung gemäß Anhang II des Verschmutzungskategorie (X, Y oder Z) : Schiffstyp (1, 2 oder 3) :	MARPOL- Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

15. Rechtsvorschriften:

15.1	Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch EU-Vorschriften: Nationale Vorschriften z.B. Wassergefährdungsklasse: Lösemittelverordnung (31. BImSchV): Störfallverordnung (12. BImSchV): Technische Anleitung Luft (TA-Luft): Weitere relevante Vorschriften:	Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GeStoffV NICHT kennzeichnungspflichtig. nicht Wasser gefährdender Stoff (Einstufung nach wVwVS, Stoff Nr. 268) keine keine keine TRGS 500, TRGS 510
15.2	Stoffsicherheitsbeurteilung:	Keine weiteren Informationen vorhanden.

16. Sonstige Angaben:

Änderungen gegenüber der letzten Version	Allgemein: GHS-Standard, Abschnitt 1: Erreichbarkeit der Notrufnummer, Redaktionelle Überarbeitung.
Literaturangaben und Datenquellen	Gestis Stoffdatenbank - http://gestis.itrust.de/ Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin – www.baua.de
Abkürzungen:	
n.a.:	Nicht anwendbar
n.b.:	Nicht bestimmt
Weitere Informationen:	Die in diesem Sicherheitsdatenblatt gemachten Angaben entsprechen unserem Wissensstand und unseren Erfahrungen zum angegebenen Zeitpunkt. Wir übernehmen keine Gewähr für evtl. Fehlerquellen und Vollständigkeit der Angaben. Der Anwender selbst muss sich davon überzeugen, dass alle Angaben geeignet und vollständig sind. Er ist verpflichtet, das gesamte Dokument zu lesen und zu beachten. Er trägt die Verantwortung zur Einhaltung erforderlicher und vorgeschriebener Maßnahmen.