


1.	Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung														
<p>Angaben zum Produkt/Handelsname:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>HOFFMANN'S ABDRUCKMASSE rot</p> <p>Angaben zum Hersteller/Lieferanten: Wangenheimstr. 37/39, D-14193 Berlin Telefon 0049 (0) 30 / 82 00 99 0 Telefax 0049 (0) 30 / 82 28 145</p> <p>Auskunft gebender Bereich/ Notfallauskunft: Abteilung Qualitätssicherung e-mail: sicherheit@hoffmann-dental.com</p>															
2.	Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen														
<p>Chemische Charakterisierung: Beschreibung: Gemisch aus Talkum, Kopal und weiteren ungefährlichen Bestandteilen.</p>															
3.	Mögliche Gefahren														
<p>Gefahrenbezeichnung: entfällt</p> <p>Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt: entfällt</p> <p>Klassifizierungssystem: Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch durch Angaben aus der Fachliteratur und durch Firmenangaben ergänzt.</p>															
4.	Erste-Hilfe-Maßnahmen														
<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;">- Nach Einatmen:</td> <td>entfällt</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">- Nach Hautkontakt:</td> <td>entfällt</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">- Nach Augenkontakt:</td> <td>entfällt</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">- Nach Verschlucken:</td> <td>(großer Mengen) bei Unwohlsein Arzt konsultieren</td> </tr> </table>		- Nach Einatmen:	entfällt	- Nach Hautkontakt:	entfällt	- Nach Augenkontakt:	entfällt	- Nach Verschlucken:	(großer Mengen) bei Unwohlsein Arzt konsultieren						
- Nach Einatmen:	entfällt														
- Nach Hautkontakt:	entfällt														
- Nach Augenkontakt:	entfällt														
- Nach Verschlucken:	(großer Mengen) bei Unwohlsein Arzt konsultieren														
5.	Maßnahmen zur Brandbekämpfung														
<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;">Geeignete Löschmittel:</td> <td>Auf Umgebung abstimmen</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Besondere Schutzausrüstung:</td> <td>Auf Umgebung abstimmen</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Sonstige Hinweise:</td> <td>Eindringen von Löschwasser in Oberflächengewässer oder Grundwasser vermeiden. Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.</td> </tr> </table>		Geeignete Löschmittel:	Auf Umgebung abstimmen	Besondere Schutzausrüstung:	Auf Umgebung abstimmen	Sonstige Hinweise:	Eindringen von Löschwasser in Oberflächengewässer oder Grundwasser vermeiden. Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.								
Geeignete Löschmittel:	Auf Umgebung abstimmen														
Besondere Schutzausrüstung:	Auf Umgebung abstimmen														
Sonstige Hinweise:	Eindringen von Löschwasser in Oberflächengewässer oder Grundwasser vermeiden. Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.														
6.	Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung														
<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;">Umweltschutzmaßnahmen:</td> <td>Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Verfahren zur Reinigung:</td> <td>Reste mechanisch aufnehmen und der Entsorgung zuführen.</td> </tr> </table>		Umweltschutzmaßnahmen:	Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.	Verfahren zur Reinigung:	Reste mechanisch aufnehmen und der Entsorgung zuführen.										
Umweltschutzmaßnahmen:	Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.														
Verfahren zur Reinigung:	Reste mechanisch aufnehmen und der Entsorgung zuführen.														
7.	Handhabung und Lagerung														
<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;">Handhabung:</td> <td>Das Produkt ist nur für den zahnärztlichen Gebrauch bestimmt.</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">- Hinweise zum sicheren Umgang:</td> <td>Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">- Hinweise zu Brand- und Explosionsschutz:</td> <td>Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Lagerung:</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">- Hinweise zur Lagerung:</td> <td>Trocken lagern im Originalgebinde.</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">- Zusammenlagerungshinweise:</td> <td>Nicht erforderlich.</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">- Anforderungen an Lagerräume:</td> <td>Keine besonderen Anforderungen.</td> </tr> </table>		Handhabung:	Das Produkt ist nur für den zahnärztlichen Gebrauch bestimmt.	- Hinweise zum sicheren Umgang:	Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.	- Hinweise zu Brand- und Explosionsschutz:	Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.	Lagerung:		- Hinweise zur Lagerung:	Trocken lagern im Originalgebinde.	- Zusammenlagerungshinweise:	Nicht erforderlich.	- Anforderungen an Lagerräume:	Keine besonderen Anforderungen.
Handhabung:	Das Produkt ist nur für den zahnärztlichen Gebrauch bestimmt.														
- Hinweise zum sicheren Umgang:	Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.														
- Hinweise zu Brand- und Explosionsschutz:	Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.														
Lagerung:															
- Hinweise zur Lagerung:	Trocken lagern im Originalgebinde.														
- Zusammenlagerungshinweise:	Nicht erforderlich.														
- Anforderungen an Lagerräume:	Keine besonderen Anforderungen.														

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstungen

Angaben zu arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:	
	keine
MAK	entfällt

Technische Schutzmaßnahmen:	nicht erforderlich.
Hinweis:	als Grundlage dienen die bei der Erstellung gültigen Listen.
Persönliche Schutzausrüstung	
Atemschutz:	nicht erforderlich
Hautschutz:	nicht erforderlich
Augenschutz:	empfohlen: Schutzbrille mit Seitenschutz tragen.
Körperschutz:	leichte Schutzkleidung.
Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:	Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Allgemeine Angaben:	
Form:	Feststoff, Platten
Farbe:	rot
Geruch:	spezifisch
Zustandsänderung	
Siedepunkt/Siedebereich:	nicht bestimmt
Schmelzpunkt/Schmelzbereich:	ca. 50 °C Erweichungspunkt
Flammpunkt:	nicht anwendbar
pH-Wert:	nicht anwendbar
Selbstentzündlichkeit:	das Produkt ist nicht selbstentzündlich
Explosionsgefahr:	das Produkt ist nicht explosionsgefährlich
Dichte (bei 20 °C):	nicht anwendbar
Löslichkeit in Wasser:	unlöslich
Lösemittelgehalt:	
Organische Lösemittel:	0,0 %
Wasser:	0,0 %
VOC EU:	0,0 %
Festkörpergehalt:	100 %

10. Stabilität und Reaktivität

Zu vermeidende Bedingungen:	Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßem Umgang. Nicht oberhalb 80 °C erhitzen.
Gefährliche Reaktionen:	Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.
Gefährliche Zersetzungsprodukte:	Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

11. Angaben zur Toxikologie

Akute Toxizität:	Aufgrund betrieblicher Erfahrungen hat das Produkt bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Anwendung keine gesundheitsschädlichen Wirkungen.
Primäre Reizwirkung an der Haut:	keine Reizwirkung
am Auge:	keine Reizwirkung

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der „allgemeinen Einstufungsrichtlinie für Zubereitungen der EG“ in der letzten gültigen Fassung.

12. Angaben zur Ökologie					
Angaben bezogen auf den Hauptinhaltsstoff:					
Biologischer Abbau:	Nicht bestimmt.				
Ökotoxikologische Daten:	Quantitative Daten zur ökologischen Wirkung liegen zu diesem Produkt nicht vor.				
Biologische Effekte:	Nicht bestimmt.				
Allgemeine Angaben:	Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend				
13. Hinweise zur Entsorgung					
Produkt:	Kleinere Mengen können gemeinsam mit Hausmüll deponiert werden. Größere Mengen müssen gemäß behördlichen Vorschriften entsorgt werden.				
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Europäischer Abfallkatalog</td> </tr> <tr> <td>18 01 04</td> <td>Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht keine besonderen Anforderungen gestellt werden.</td> </tr> </table>		Europäischer Abfallkatalog		18 01 04	Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht keine besonderen Anforderungen gestellt werden.
Europäischer Abfallkatalog					
18 01 04	Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventiver Sicht keine besonderen Anforderungen gestellt werden.				
Verpackung:	Restentleerte Verpackungen können dem Hausmüll oder der Wiederverwertung zugeführt werden				
14. Angaben zum Transport					
Landtransport ADR/RID:	ungefährlich im Sinne der Transportvorschriften				
Seeschifftransport IMDG/GGV See:	ungefährlich im Sinne der Transportvorschriften				
Lufttransport IATA-DGR:	ungefährlich im Sinne der Transportvorschriften				
15. Vorschriften					
Kennzeichnung nach EG-Richtlinie:	nicht Kennzeichnungspflichtig im Sinne der EG-Richtlinien				
nationale Vorschriften:					
Wassergefährdungsklasse:	WGK 1 (schwach wassergefährdend), Selbsteinstufung.				
16. Sonstige Angaben					
Diese Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.					
Datenblatt ausstellender Bereich: Qualitätssicherung					