

ZHERMACK S.P.A.

Sicherheitsdatenblatt gemäß Richtlinie 2001/758/EWG

ZETAPLUS SOFT

Revisionsdatum: 30.03.06

Drucklegungsdatum: 18.01.2007

1. STOFF-/ZUBEREITUNGS- UND FIRMENBEZEICHNUNG

1.1 Identifizierung des Präparats

Handelsname: ZETAPLUS SOFT

Handelscode: C100610/C100612

1.2 Verwendung der Substanz oder des Präparats:

Kondensationssilikone für die erste Abformung

1.3 Identifizierung der Gesellschaft

Lieferant: ZHERMACK S.P.A. VIA BOVAZECCHINO, 100 -45021- BADIA POLESINE (RO)

Telefonische Rückfrage in Notfällen bei Firma: TEL. 0039 0425 597611 FAX. 0039 0425 53596

2. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

Gefährlicher Arbeitsstoff im Sinne der EWG 67/548-Vorschrift und Einstufung nach: keiner

3. MÖGLICHE GEFAHREN

Keine eigentliche Gefahr bei vorschriftsmäßigem Gebrauch. Eine Berührung mit den Augen kann leicht unangenehm erscheinen und eine Rötung der Bindehaut auslösen.

Keine eigentliche Gefahr bei vorschriftsmäßigem Gebrauch.

4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

4.1 **Bei Hautkontakt:** In Anbetracht seines Zwecks, reizt der Produkt nicht.

4.2 **Bei Berührung mit den Augen:** Sofort mit reichlich Wasser mindestens 10 Minuten lang ausspülen.

4.3 **Bei Verschlucken:** Keinesfalls erbrechen bewirken. SOFORT ARZT ZUZIEHEN und Sicherheitsdatenblatt vorzeigen. Es kann in Wasser oder in Vaselineöl für medizinische Zwecke suspendierte Aktivkohle verabreicht werden.

4.4 **Bei Einatmen:** Raum belüften. Verunglückten sofort aus dem verunreinigten Raum entfernen, in einem gut belüfteten Raum hinlegen und ruhig halten. Im Fall von Übelkeit einen Arzt zuziehen.

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

5.1 **Empfohlene Löschgeräte:** Wasser, CO₂, Schaum, Löschpulver, je nach den betroffenen Werkstoffen.

5.2 **Verbotene Löschgeräte:** Im allgemeinen keines.

5.3 **Gefahren bei Feuer:** Einatmen des Rauches vermeiden.

5.4 **Schutzausrüstung:** Geeigneten Atemschutz verwenden.

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

6.1 **Persönliche Schutzmaßnahmen:** Handschuhe und Schutzkleidung anlegen.

6.2 **Schutzmaßnahmen für die Umwelt:** Ausgelaufenes oder verschüttetes Produkt mit Erde oder Sand eindämmen. Falls Produkt in Gewässer oder Kanalisation gelangt ist oder Erdboden oder Pflanzen verunreinigt hat, zuständige Behörde verständigen.

6.3 **Reinigungsmethoden:** Bei Flüssigkeiten Eindringen in die Kanalisation vermeiden. Produkt zur Wiederverwertung oder, falls möglich, zur Beseitigung, auffangen. Eventuell mit einem

Page 1

REVISION	DATUM	BESCHREIBUNG	AUSGABE	GENEHMIT
1	30.03.06	Erstausgabe	R&S	RSGQA

ZHERMACK S.P.A.

Sicherheitsdatenblatt gemäß Richtlinie 2001/758/EWG

ZETAPLUS SOFT

Revisionsdatum: 30.03.06

Drucklegungsdatum: 18.01.2007

inertem Stoff aufsaugen. Nach dem Auffangen betroffenen Bereich und betroffenes Material mit Wasser waschen.

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

- 7.1 **Vorsichtsmaßnahmen bei der Handhabung:** Berührung mit dem Produkt und Einatmen der Dämpfe vermeiden. Siehe auch nachfolgenden Paragraph 8. Während der Arbeit nicht essen oder rauchen.
- 7.2 **Unverträgliche Werkstoffe:** Kein spezifischer.
- 7.3 **Lagerbedingungen:** Kühl und trocken zwischen 5–27°C (41–80°F) aufbewahren.
- 7.4 **Angaben zu den Lagerräumen:** Entsprechende Belüftung der Räume.

8. EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

- 8.1 **Vorsichtsmaßnahmen:** Räume in denen das Produkt gelagert und/oder gehandhabt wird entsprechend belüften.
- 8.2 **Atemschutz:** Bei normaler Verwendung nicht erforderlich.
- 8.3 **Handschutz:** Bei normaler Verwendung nicht erforderlich.
- 8.4 **Augenschutz:** Bei normaler Verwendung nicht erforderlich.
- 8.5 **Hautschutz:** Bei normaler Verwendung keine besondere Schutzmaßnahmen erforderlich.
- 8.6 **Expositionsgrenzwerte der enthaltenen Substanzen:** Keine

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Aussehen und Farbe:	Gelbe Paste
Geruch:	Pfefferminze
Dichtezahl:	1.70 g/cc
Wasserlöslichkeit:	Unlöslich

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

- 10.1 **Zu vermeidende Umstände:** Unter normalen Umständen stabil.
- 10.2 **Zu vermeidende Stoffe:** Keine spezifische.
- 10.3 **Gefahren infolge von Zersetzung:** Keine.

11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

Das Präparat, so wie hier angegeben, zeigte keinerlei zytotoxische Auswirkungen auf die Zelllinie L929.

12. ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE

Im Einklang mit der GLP verwenden, nicht herumliegen lassen.

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

Nach Möglichkeit wiederverwerten. Entsprechend den geltenden örtlichen und nationalen Bestimmungen vorgehen.

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

15. VORSCHRIFTEN

Das Präparat gilt gemäß der Richtlinie 67/548/EWG und folgende Änderung als nicht gefährlich.

16. SONSTIGE ANGABEN

Page 1

REVISION	DATUM	BESCHREIBUNG	AUSGABE	GENEHMIT
1	30.03.06	Erstausgabe	R&S	RSGQA

ZHERMACK S.P.A.

Sicherheitsdatenblatt gemäß Richtlinie 2001758/EWG

ZETAPLUS SOFT

Revisionsdatum: 30.03.06

Drucklegungsdatum: 18.01.2007

Die vorstehenden Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie gelten nur für das angegebene Produkt und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Es obliegt dem Anwender die Zuständigkeit und die Vollständigkeit dieser Angaben für seine spezifische Anwendung zu kontrollieren. Dieses Datenblatt ersetzt alle früheren Ausgaben.

Page 1

REVISION	DATUM	BESCHREIBUNG	AUSGABE	GENEHMIT
1	30.03.06	Erstausgabe	R&S	RSGQA