

**al dente Dentalprodukte GmbH, Am Tobel 15, 88263 Horgenzell  
Iso-Pro Gips-Wachsisolierung**

erstellt am: 01.01.97  
überarbeitet am: 29.09.2009  
gedruckt am: 29.09.2009

**EG-Sicherheitsdatenblatt gemäß 91/155/EWG    Wachsisolierung    ArtNr.: 03-1100 + 03-1110**

**1.) Stoff-/ Zubereitungs- und Firmenbezeichnung**

**Handelsname:** Wachsisolierung  
**Art.Nr.:** 03-1100 + 03-1110  
**Hersteller:** al dente Dentalprodukte GmbH  
Am Tobel 15,  
88263 Horgenzell  
Tel.: +49 (0) 7504 / 9 70 91-0  
Fax: +49 (0) 7504 / 9 70 91-20  
**Notfallauskunft:** Tel.: +49 (0) 7504 / 9 70 91-0

**2.) Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen**

**Chemische Zusammensetzung:** Mischung anionischer und nichtionischer Tenside in wässriger Lösung

**Gefährliche Inhaltsstoffe:**

Chemische Bezeichnung    CAS-Nr.    Gehalt ( Gew%)    R-Sätze  
enthält keine gefährlichen Inhaltsstoffe nach GefStoffV.

**3.) Mögliche Gefahren:**

**Gefahrenbezeichnung:** keine  
**Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:** keine besonderen Gefahren bekannt

**4.) Erste-Hilfe-Maßnahmen:**

**Allgemeine Hinweise:** entfällt  
**nach Einatmen:** entfällt  
**nach Augenkontakt:** Augen mindestens 10 Minuten lang unter fließendem Wasser ausspülen, bei anhaltender Reizung Augenarzt aufsuchen.  
**nach Hautkontakt:** betroffene Hautpartien gründlich mit Wasser abwaschen.  
**nach Verschlucken:** Mund mit kaltem Wasser gründlich ausspülen und viel Wasser zu trinken geben, aber auf keinen Fall Erbrechen auslösen (Aspirationsgefahr!). Sofort Arzt aufsuchen und dieses Sicherheitsdatenblatt vorlegen.

**5.) Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

**Geeignete Löschmittel :** Wasser, Trockenlöschmittel, Schaum, Sand  
**Ungeeignete Löschmittel:** keine  
**Besondere Gefahren:** Bei unvollständiger Verbrennung können in den Rauchgasen giftige Bestandteile enthalten sein. Im Brandfall ist ein umgebungsunabhängiger Atemschutz für die Feuerwehr empfehlenswert.

**6.) Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

**Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:** keine besonderen Maßnahmen erforderlich.  
**Umweltschutzmaßnahmen:** keine besonderen Maßnahmen erforderlich  
**Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:** mit flüssigkeitsbindendem Material (Zellstoff) aufnehmen, dann mit Wasser gründlich nachspülen. Vorsicht! Rutschgefahr!

**7.) Handhabung und Lagerung:**

**Lagerung:** Bei Temperaturen unter 45°C gut verschlossen lagern. Von Lebensmitteln fernhalten  
**Handhabung:** Allgemeine Hygienemaßnahmen im Umgang mit Chemikalien beachten.

**8.) Persönliche Schutzausrüstung:**

**Atemschutz:** keine besonderen Maßnahmen erforderlich  
**Handschutz:** Schutzhandschuhe aus Latex  
**Augenschutz:** Gut schließende Schutzbrille tragen  
**sonstige Schutzmaßnahmen:** Arbeitsmantel aus Baumwolle tragen.

**9.) Physikalische und chemische Eigenschaften**

**Form:** flüssig  
**Farbe:** gelblich  
**Geruch:** produktspezifisch

**Zustandsänderung:**  
**Schmelzpunkt / Schmelzbereich:** n.v.  
**Siedepunkt / Siedebereich:** 100 °C.

**Flammpunkt:** > 130°C  
**Explosionsgefahr:** Nicht explosionsgefährlich  
**Dichte:** n.v.

**Löslichkeit in Wasser ( 20°C.):** vollständig mischbar

**10.) Stabilität und Reaktivität:**  
**zu vermeidende Bedingungen:**

Längere Lagerung oberhalb 45°C

**zu vermeidende Stoffe:** Starke Oxidationsmittel  
**Gefährliche Zersetzungsprodukte:** bei Lagerung bei Raumtemperatur keine

**11.) Angaben zur Toxikologie**  
Toxikologische Angaben liegen nicht vor.

**12.) Angaben zur Ökologie:**  
alle Inhaltsstoffe sind UBA- gelistet

**13.) Hinweise zur Entsorgung**  
**Produkt:** alle Inhaltsstoffe sind UBA-gelistet, das Produkt kann über den Ausguss entsorgt werden.

**Verpackung:** Verunreinigte Verpackungen gut auswaschen und als Altglas entsorgen.

**14.) Transportvorschriften**  
Kein Gefahrgut nach obigen Vorschriften

**15.) Vorschriften**  
Wassergefährdungsklasse : 0 (Produkt ist nicht Wasser gefährdend)  
**Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien**  
Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.  
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/ GefStoffV. nicht kennzeichnungspflichtig.

**16.) Sonstige Angaben**  
Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.  
Das Produkt ist nur zur gewerblichen Verarbeitung / Verwendung bestimmt.