

Lichthärtendes Löffelmaterial



EG – Sicherheitsdatenblatt

Erstellt nach den Richtlinien der Kommission 91/155/EWG u. 93/112/EG

1. Stoff- / Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

- 1.1 Bezeichnung des Stoffes oder der Zubereitung
76100 Lichthärtendes Löffelmaterial rosa/Stärke 2,2mm/50 Stück in Lichtschutzbox
76110 Lichthärtendes Löffelmaterial blau/Stärke 2,2mm/50 Stück in Lichtschutzbox
76120 Lichthärtendes Löffelmaterial weiß/Stärke 2,2mm/50 Stück in Lichtschutzbox
- 1.2 Firmenbezeichnung
gebdi DENTAL-PRODUCTS GmbH
Industriestraße 3 A
D-78234 Engen
Tel. 0 77 33 – 94 10 16, Fax. 0 77 33 – 64 34

2. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

Gefährliche Inhaltsstoffe: Acrylate, Methacrylate, Glasperlen, photochemische Inhibitoren, (Di- und Hydroxyketone), vaseline

3. Mögliche Gefahren

Gefahrenbezeichnung: Xi, reizend
Besondere Gefahrenhinweise: R 36 / 37 / 38
Schädliche Auswirkungen: Reizt Augen, Haut und Atmungsorgane

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Nach Einatmen Frischluftzufuhr, bei Unwohlsein oder Erbrechen Arzt konsultieren. Nach Hautkontakt mit viel Wasser abspülen. Nach Augenkontakt mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Nach Verschlucken von größeren Mengen nicht ausgehärtetem Materials sofort Brechreiz auslösen

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Zur Brandbekämpfung kein Wasser verwenden!
Geeignete Löschmittel: Kohlendioxid, Schaum und Trockenlöschmittel

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Berührung mit Augen und Haut vermeiden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Unter Berücksichtigung der jeweils gültigen gesetzlichen Bestimmungen, gegebenenfalls nach Rücksprache mit den zuständigen Behörden, der Entsorgung zuführen.

7. Handhabung und Lagerung

- 7.1 Handhabung:
Nur durch qualifiziertes Personal in der Zahnarztpraxis oder im Dental-Labor.
- 7.2 Lagerung:
Temperaturbereich von 15-25⁰ C. Lichtgeschützt in Originalverpackung aufbewahren. Nicht mit Lebensmitteln lagern, und nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen.

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstungen

Atemschutz: Direktes Einatmen vermeiden, beim Schleifen Staubmaske tragen.

Handschutz: Beim Arbeiten Schutzhandschuhe tragen.

Augenschutz: Schutzbrille empfohlen, speziell beim Schleifen des ausgehärteten Materials.

Lichthärtendes Löffelmaterial



EG – Sicherheitsdatenblatt

Erstellt nach den Richtlinien der Kommission 91/155/EWG u. 93/112/EG

9. Physikalisch - chemische Eigenschaften

Erscheinungsbild:	Vorgeformte Platten
Form:	Plastisch verformbar
Farbe:	rosa, blau, weiß
Geruch:	Pfefferminzaroma
Löslichkeit in Wasser:	unlöslich

10. Stabilität und Reaktivität

Zu vermeidende Bedingungen:	Bei sachgemäßer Handhabung keine
Zu vermeidende Stoffe:	Peroxide, sonstige Radikalbildner
Gefährliche Zersetzungsprodukte:	Bei sachgemäßer Handhabung keine
Weitere Angaben:	Wird unter Lichteinfluss hart

11. Angaben zur Toxikologie

Nach langjähriger Anwendung des Produktes sind keine Risiken bekannt geworden.

12. Angaben zur Ökologie

Enthält rezepturgemäß folgende Schwermetalle und Verbindungen
(u.a. der Richtlinie 76 / 464 / EWG): keine

13. Hinweise zur Entsorgung

Entsprechend den jeweils gültigen gesetzlichen Bestimmungen und den Regeln des zuständigen Entsorgungsverbandes.

14. Angaben zum Transport

Das Produkt unterliegt zur Zeit nach unseren Erkenntnissen noch keiner Transportreglementierung.

15. Vorschriften

Gemäß § 2 (1) ChemG in Verbindung mit § 2 (2) GefStoff-VO nicht kennzeichnungspflichtig!

16. Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie wurden nach unserem besten Wissen zusammengestellt. Die Daten zu unseren Präparaten sind keine Zusicherung von Eigenschaften. Sie beschreiben ausschließlich die Sicherheitserfordernisse unserer Präparate. Sie stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften im Sinne von Gewährleistungen dar.